

it In caso di utilizzo di rivestimento fine la modellazione non deve essere trattata con un tensioattivo come l'Aurofilm.

1. La bottiglia spremere e Rotolare un paio di volte avanti e indietro. Poi agitare vigorosamente fino a quando la palla si muove in bottiglia. La consistenza deve essere cremosa liscia. Se necessario, diluire con acqua distillata.
2. 'Wiropaint plus deve essere applicato in strato sottile usando un pennello morbido e inumidito. Mettere in rivestimento il modello subito dopo.
3. Wiropaint plus non deve asciugare completamente.
4. Chiudere la bottiglia dopo l'utilizzo
5. Proteggere dal gelo

ru Если используется Wiropaint plus, не пользуйтесь жидкостью для смягчения как например Aurofilm.

1. Бутылку под небольшим давлением несколько раз прокатить вперед и назад, затем энергично взболтать пока консистенция не станет однородной и шарик в бутылке станет подвижным. При необходимости развести дистиллированной водой до кремовой консистенции.
2. Влажной кисточкой быстро и равномерно нанести тонкий слой, избегайте образования лужиц в нёбе!
3. Wiropaint plus не должен высыхать, сразу запоковать!
4. Бутылку после использования закрывать!
5. Хранить в защищённом от мороза месте!

fr Quand utilisant Wiropaint plus, ne pas employer du matériel de détente comme Aurofilm.

1. Rouler la bouteille plusieurs fois de long en large sous pression. Puis secouer jusqu'à ce que la consistance soit uniforme et la boule se bouge dans la bouteille. Si nécessaire, diluer avec de l'eau distillé jusqu'à obtenir une consistance crémeuse.
2. Appliquer la Wiropaint plus vite et uniformement de faible épaisseur avec une brosse humide. Eviter des flaques dans le palais!
3. Wiropaint plus ne doit pas commencer à sécher, revêter immédiatement!
4. Fermer la bouteille après l'usage.
5. Stockage à l'abri du froid!

es Al usar Wiropaint plus no aplique un distencionador para el revestimiento como Aurofilm.

1. Rodar varias veces el frasco presionándolo con la mano. Luego agitar fuertemente hasta que muestre una consistencia uniforme y se mueva la bolita dentro del frasco libremente. En caso necesario diluir a consistencia cremosa con agua destilada.
2. Aplicar una fina capa de Wiropaint plus en forma rápida y uniformemente con el pincel húmedo. Evitar charcos en el paladar!
3. Wiropaint plus no debe secarse, vaciar inmediatamente con revestimiento!
4. Cerrar el frasco después del uso.
5. Almacenar protegiendo contra heladas!

de Wenn Wiropaint plus verwendet wird, kein Entspannungsmittel wie Aurofilm benutzen.

1. Flasche unter Druck einige Male hin und her rollen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beim Eintrocknen entsteht dann kräftig schütteln, bis die Konsistenz gleichmäßig ist und sich die Kugel in der Flasche bewegt. Bei Bedarf mit destilliertem Wasser cremig verdünnen.
2. Mit feuchtem Pinsel zügig und gleichmäßig dünn auftragen. Pfützen im Gaumen vermeiden!
3. Wiropaint plus darf nicht antrocknen, sofort einbetten!
4. Flasche nach Gebrauch verschließen.
5. Frostfrei lagern!

en When Wiropaint plus is used do not apply any material of low-surface-tension such as Aurofilm.

1. Roll bottle back and forth several times under pressure. Then shake it well until the consistency is smooth and the ball inside the bottle moves. If necessary, dilute with distilled water into creamy consistency.
2. Apply Wiropaint plus quickly and even in a thin layer with a wet brush. Avoid puddles in the palate.
3. Wiropaint plus must not begin to dry – invest immediately!
4. Close bottle after use.
5. Store it frost free!

Wiropaint plus

REF 51100
200 ml/мл



Feineinbettung
Coating investment
Revêttement fin
Revestimiento fino
Rivestimento fine

мелкозернистая паковочная
масса для бюгельного
протезирования

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen · Germany

Tel.: +49 421 2028 0

Made in Germany / Сделано в Германии

Contains TRIISOBUTYLPHOSPHAT. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Risk of quartz-containing fine-dust when material is drying. Remove damp only! Do not inhale dust! Risk of lung damage (silicosis/lung cancer).

Contient phosphate de triisobutyle. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pendant le revêtement séche poussière fine contenant du quartz en résulte. Enlever le matériel seulement **humide**. Ne pas respirer la poussière!

Danger de maladies pulmonaires à retardement (silicose/cancer du poumon).

Contiene fosfato-de-triisobutilo. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Durante el seado se ocasiona polvo fino de quarzo. Eliminar el material únicamente en estado **humedo**. ¡No respirar el polvo! Hay peligro de afección pulmones (silicosis/cáncer de pulmón).

Contiene fosfato-di-triisobutile. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Non inalare la polvere!

Rischio di danni ai polmoni (Silicosi; Cancro del polmone).

Содержит ТРИИЗОБУТИЛ ФОСФАТ. ВНИМАНИЕ! Смотри инструкции по применению. Может вызвать аллергические реакции. Паспорт безопасности предоставляемся по запросу.

REF 11238/07 · HdW 6523 · © 2017 by BEGO · 20170220